

Gaminio pristatymas

Techniniai parametrai

Gaminio pavadinimas: Šildomas riešo masažuoklis

Gaminio modelis: CL-3999

Akumuliatoriaus įtampa: 3,7 V

Įtampa: 5 V

Srovė: 1 A

Akumuliatoriaus talpa: 2000 mAh / 7,4 Wh

CE RoHS

Instrukcija



01

Ilgai paspauskite jungiklį, kad įjungtumėte prietaisą.



02

Užfiksuokite prietaisą ant riešo.



03

Paspauskite temperatūrai reguliuoti – keisis šildymo indikatorius.

Pirma balta lemputė – žema temperatūra; antra – vidutinė; trečia – aukšta.

Jei balta lemputė nedega, šildymas išjungtas.



04

Paspauskite vibracijos mygtuką, kad įjungtumėte vibraciją.

Paspauskite dar kartą intensyvumui keisti – keisis vibracijos indikatorius.

Pirma balta lemputė – žemas intensyvumas; antra – vidutinis; trečia – aukštas.

Jei balta lemputė nedega, vibracija išjungta.



05

Ilgai paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte.